

## Screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Gentile Signora/e, la invitiamo a fare l'esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci previsto dal programma di screening per la prevenzione dei tumori dell'intestino (colon-retto).




Se il risultato del test è negativo (assenza di sangue occulto nelle feci) le verrà inviata la risposta a domicilio entro 1 mese.

Se il risultato del test è positivo (presenza di sangue occulto nelle feci) verrà contattata/o telefonicamente dal personale del Centro Screening per eseguire ulteriori approfondimenti (colonscopia).

### **RICONSEGNARE IL CAMPIONE ENTRO 3 MESI**

#### **COME SI FA IL TEST?**

Il kit è composto da un flaconcino (tubo) ed una busta di plastica.

1- Prima di iniziare la raccolta del campione, verificare il cognome/nome e data di nascita scritti sul flaconcino.	
2- Raccogliere un campione di feci in un contenitore asciutto e pulito (es. di plastica o di alluminio) oppure mettere della carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci 3- Svitare il tappo del flaconcino ed estrarre il bastoncino. Non gettare il liquido contenuto nel tubo: è un conservante	
4- Inserire e strisciare la punta del bastoncino in 3 o 4 punti diversi delle feci. Raccogliere soltanto le feci che restano sulla punta del bastoncino. Basta una piccola quantità di feci: una quantità eccessiva rende la raccolta inutilizzabile per l'esecuzione del test 5- Inserire il bastoncino nel flaconcino, spingere il tappo fino allo scatto.	
6- Mettere il flaconcino nella sua bustina di plastica 7- <b>Conservare il campione in frigorifero fino alla riconsegna, che deve avvenire il più presto possibile e al massimo entro 2 giorni (possibilmente entro 24 ore) presso le sedi indicate nel retro del presente foglio</b>	

#### Ricordi che:

- Prima di fare l'esame può mangiare come al solito
- Può fare l'esame quando sono terminate le mestruazioni da almeno 3 giorni
- Non deve pulire la provetta e l'etichetta con alcool
- Il tubo serve per uso diagnostico: non ingerire il liquido e non lasciare alla portata dei bambini



Il Direttore Sanitario  
*Nicoletta Natalini*  
Dr.ssa Nicoletta Natalini