


## SCREENING PER DIAGNOSTIKIMIN E HERSHEM DHE PARANDALIMIN E TUMOREVE NE ZORREN E TRASHE - REKTUM

### GJAK I PADUKSHEM NE FEÇE (JASHTEQITJE)

#### Udhëzime për mbledhjen e kampionit

Kiti përbëhet nga një flakon (tub) dhe nga një qese plastike

- 1- Mblidhni një sasi feçje në një enë të thatë dhe të pastër (p.sh prej plastike apo alumini)
- 2- Hapni tapën e gjelbër dhe nxirrni shkopin duke patur kujdes të mos derdhni lëngun që ndodhet në flakon. Është një konservues për kampionin.
- 3- Kaloni vetëm majën e shkopit mbi feçet në tre – katër pika të ndryshme
- 4- Mblidhni vetëm feçet që mbeten në majë të shkopit. Sasi e tepruar feçesh nuk janë të nevojshme dhe e bëjnë të pamundur analizën.
- 5- Futeni shkopin në flakon, shtyjeni tapën deri sa të ngecë dhe tundeni. Lëngu duhet të mbetet gati i tejdukshëm dhe shumë i lëngët.
- 6- Futeni flakonin në qesen e vet plastike dhe ruajeni në frigorifer deri sa ta dorëzoni. Dorëzimi duhet bërë sa më parë dhe gjithsesi maksimumi brënda dy ditësh.



#### **MASIMUMI BRENDA DY DITESH KAMPIONI DO TE VENDOSET NE MBAJTESEN E FTOHUR QE NDODHET PRANE**

---

---

#### **Shënime të rëndësishme**

- 1- Nuk është e nevojshme të ndiqni asnjë dietë të veçante përpara marrjes së feçeve për analizë
- 2- Mos e kryeni analizën në periudhën e menstruacioneve dhe as po të keni dalje gjaku nga hemorroidet
- 3- Evitoni që feçet të preken nga urina
- 4- Kujdesuni që të mos ndosni flakonin nga jashtë dhe etiketën me kod
- 5- MOs e pastroni flakonin dhe etiketën me alkool.
- 6- MOs dëmtoni cipëzën e aluminit në fund te flakonit.

**Tabi është për përdorim diagnostikimi : mos e gëlltisni lëngun dhe mos e lini në vende ku mund të merret nga fëmijët**

**PERDORENI FLAKONIN BRENDA GJASHTE MUAJSH QE KUR JUA KANE DHENE,  
PERNDRYSHJE MERRNI NJE TJETER DUKE TELEFONUAR NE CENTRO SCREENING**