





فحوصات التشخيص المبكر والوقاية من سرطان القولون والمعى المستقيم الدم المخفي (وجود كمية من الدم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة)

تعليمات لجمع العينة

- يتألف الطقم من قنينة صغيرة (أنبوب) وكيس من البلاستيك
- 1 - اجمع عينة من البراز في حاوية جافة ونظيفة (على سبيل المثال: من البلاستيك أو الألمنيوم).
- 2 - قم بفك الغطاء الأخضر واسحب العصا. انتبه بدقة وحرص إلى عدم رمي السائل الموجود في الأنبوب. يستعمل هذا السائل لحفظ العينة.
- 3 - امسح فقط رأس العصا فوق البراز، وفي 3 أو 4 نقاط مختلفة.
- 4 - اجمع فقط البراز الذي يبقى على رأس العصا. لا ضرورة لكميات كبيرة من البراز، مما يجعل العينة غير صالحة للاستعمال.
- 5 - أدخل العصا في الأنبوب، ثم اضغط الغطاء لحين سماع الطقة وحرك. يجب أن يبقى السائل شفاف ومانع.
- 6 - قم بوضع القنينة في كيس من البلاستيك واحفظ في الثلاجة لحين التسليم الذي يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن وعلى الأقصى خلال يومين (2).



ENTRO AL MASSIMO DUE GIORNI DALLA RACCOLTA, IL CAMPIONE ANDRA' POSTO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE REFRIGERATO SITO PRESSO

خلال يومين على الأقصى من الجمع، سيتم وضع العينة في داخل الحاوية الثلجة الموجودة لدى

ملاحظات هامة

- 1- لا يجب إتباع أية حمية غذائية قبل جمع البراز.
 - 2- لا يجب إجراء الفحص خلال فترة الحيض أو في حالة فقد الدم من البواسير.
 - 3- تجنب تلويث البراز بالبول.
 - 4- انتبه بدقة وحرص إلى عدم تسيخ القنينة من الخارج وبطاقة شريط الرموز.
 - 5- لا تنظف القنينة وبالبطاقة بالغول.
 - 6- لا تتلف غلاف الألمنيوم الموجود على قاعدة القنينة.
- يستعمل الأنبوب للتشخيص: لا تبلع السائل ولا تتركه في متناول يد الأطفال.

يجب استخدام القنينة خلال 6 شهور من تاريخ التسليم، خلاف ذلك، يجب سحب قنينة جديدة بعد الاتصال هاتفياً بمركز الفحوصات.