


## Dépistage précoce et prévention des cancers colorectaux

### SAIGNEMENTS OCCULTES DANS LES SELLES

#### Comment effectuer le prélèvement ?

Le kit se compose d'un flacon (tube) et d'une pochette en plastique

- 1- Prélever un échantillon des selles dans un récipient sec et propre ( par ex. plastique ou aluminium )
- 2- Dévisser le bouchon vert et extraire le bâtonnet du tube en prenant soin de ne pas renverser le liquide de conservation du prélèvement
- 3- Passer la pointe du bâtonnet sur les selles en trois ou quatre points différents
- 4- La quantité de selles recueillie sur la pointe du bâtonnet est suffisante. Ne pas en prélever davantage sous peine de rendre l'échantillon inutilisable pour l'exécution du test
- 5- Remettre le bâtonnet dans le tube, pousser le bouchon jusqu'à entendre un déclic et agiter. Le liquide doit rester transparent et fluide
- 6- Placer le flacon dans la pochette et le conserver au réfrigérateur avant de le remettre au laboratoire, au plus tard dans les 2 jours qui suivent



**ENTRO AL MASSIMO DUE GIORNI DALLA RACCOLTA, IL CAMPIONE ANDRA' POSTO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE REFRIGERATO SITO PRESSO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DEUX JOURS MAXIMUM APRÈS LE PRÉLÈVEMENT, PLACER L'ÉCHANTILLON DANS UN RÉCIPIENT AU RÉFRIGÉRATEUR**

À \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Important**

- 1- Il n'est pas nécessaire de suivre un régime avant le prélèvement
- 2- Ne pas exécuter de test pendant les règles ni en cas de saignement dû à une crise d'hémorroïdes
- 3- Ne pas contaminer les selles avec les urines
- 4- Ne pas salir l'extérieur du flacon ni l'étiquette à code barre
- 5- Ne pas nettoyer le tube à l'eau ni l'étiquette à l'alcool
- 6- Ne pas détériorer le film en aluminium situé en bas du tube

**Ce tube est destiné à un usage diagnostique : ne pas y introduire de liquide et ne pas laisser à la portée des enfants**

**UTILISER LE TUBE DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS AU MAXIMUM. SI CE DÉLAI EST DÉPASSÉ, RETIRER UN AUTRE TUBE EN TÉLÉPHONANT AU CENTRE DE DEPISTAGE**