

Screening pentru depistarea precoce și prevenirea cancerului colorectal

HEMORAGII OCULTE ÎN SCAUN

Instrucțiuni pentru recoltarea probei

Setul este alcătuit dintr-un flacon mic (tub) și o pungă de plastic

1- Prelevați o mostră de scaun într-un recipient uscat și curat (de ex. din plastic sau din aluminiu)

2- Deșurubați capacul verde și scoateți bastonașul, având grijă să nu vărsați lichidul din tub; acesta este un conservant pentru probă




3- Frecați ușor materiile fecale numai cu vârful bastonașului, în 3 sau 4 puncte diferite

4- Folosiți numai materiile fecale care rămân pe vârful bastonașului. Nu este necesară o cantitate mare de materii fecale, cantități excesive putând face ca recoltarea să nu poată fi utilizată pentru efectuarea testului

5- Introduceți bastonașul în tub, împingeți capacul până la capăt și agitați.

Lichidul trebuie să rămână aproape transparent și foarte fluid

6- Puneți flaconul în punga specială de plastic și păstrați-l în frigider până la predarea sa, care trebuie să aibă loc cât mai curând posibil și, oricum, nu mai târziu de 2 zile (de preferință în termen de 24 de ore)



ÎN CEL MULT 2 ZILE DE LA RECOLTARE

**PROBA VA TREBUI INTRODUSĂ ÎN
RECIPIENTUL FRIGORIFIC AFLAT LA**

Precizări importante

- 1- Înainte de recoltarea scaunului nu trebuie urmată nicio dietă specială
- 2- Nu efectuați testul în timpul perioadei de menstruație sau în prezența unei sângerări provocate de hemoroizi
- 3- Evitați contaminarea cu urină a materiilor fecale
- 4- Nu murdăriți exteriorul flaconului și eticheta cu codul de bare
- 5- Nu curățați eprubeta și eticheta cu alcool
- 6- Nu deteriorați folia de aluminiu aflată la baza eprubetei

Tubul este utilizat în scopul diagnosticării: nu înghițiți lichidul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor

**FOLOSIȚI EPRUBETA ÎN TERMEN DE 3 LUNI DE LA DATA LA CARE V-A FOST
ÎNMÂNATĂ, ÎN CAZ CONTRAR OBȚINEȚI O ALTA TELEFONÂND LA CENTRUL DE
SCREENING**